

**PRODUTOS ESSENCIAIS
PARA A SALA DE CIRURGIA**
SOLUÇÕES PARA **VIDEOCIRURGIA**



Catálogo de Acesso

Medtronic

TROCARTES VERSAONE™



Trocarteres Ópticos VersaOne™

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	COMPRIMENTO
ONB5STF	Trocartere Óptico VersaOne™ Com cânula com fixação	5 mm	100 mm
ONB11STF	Trocartere Óptico VersaOne™ Com cânula com fixação	5 – 11 mm	100 mm
ONB12STF	Trocartere Óptico VersaOne™ Com cânula com fixação	5 – 12 mm	100 mm
ONB12LGF	Trocartere Óptico VersaOne™ Com cânula com fixação	5 – 12 mm	150 mm
ONB15STF	Trocartere Óptico VersaOne™ Com cânula com fixação	5 – 15 mm	100 mm



Trocarteres com Lâmina VersaOne™

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	COMPRIMENTO
B5STF	Trocartere com Lâmina VersaOne™ Com cânula com fixação	5 mm	100 mm
B11STF	Trocartere com Lâmina VersaOne™ Com cânula com fixação	5 – 11 mm	100 mm
B12STF	Trocartere com Lâmina VersaOne™ Com cânula com fixação	5 – 12 mm	100 mm
B12LGF	Trocartere com Lâmina VersaOne™ Com cânula com fixação	5 – 12 mm	150 mm



Trocartere sem Lâmina e não Óptico VersaOne™

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	COMPRIMENTO
NONB5STF	Trocartere sem lâmina e não óptico VersaOne™ Com cânula com fixação	5 mm	100 mm
NONB11STF	Trocartere sem lâmina e não óptico VersaOne Com cânula com fixação	11 mm	100 mm
NONB12STF	Trocartere sem lâmina e não óptico VersaOne Com cânula com fixação	12 mm	100 mm
NONB12LGF	Trocartere sem lâmina e não óptico VersaOne Com cânula com fixação	12 mm	150 mm
NONB15STF	Trocartere sem lâmina e não óptico VersaOne Com cânula com fixação	15 mm	100 mm

TROCARTES VERSAONE™



Trocarter de Ponta Romba VersaOne™

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
BPT12STS	VersaOne™ com ponta romba 5 mm - 12 mm padrão Com cânula lisa universal e âncora

Uma Solução Completa



Ópticos



Com lâmina



Sem lâmina e não óptico



Cânula Universal VersaOne™

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	COMPRIMENTO
UNVCA5STF	Cânula universal com fixação VersaOne™	5 mm	100 mm
UNVCA11STF	Cânula universal com fixação VersaOne™	5 - 11 mm	100 mm
UNVCA12STF	Cânula universal com fixação VersaOne™	5 - 12 mm	100 mm
UNVCA12LGF	Cânula universal com fixação VersaOne™	5 - 12 mm	150 mm



Trocarte Blunt Tip

CÓDIGO	PRODUTO
OMS-T12BT	TROCARTE HASSON 12 mm
OMS-T10BT	TROCARTE HASSON 10 mm

TROCARTE VERSAONE™ COM SISTEMA DE FECHAMENTO DE FÁSCIA



Por que fechar o Portal de Acesso?

Valor para o clínico

- Captura de fásia ideal e consistente, reduzindo a probabilidade de hérnias incisionais;¹⁻²
- O dispositivo completo simplifica e facilita o fechamento do portal de acesso.

Valor para o hospital

- A redução de hérnias incisionais devido ao trocarte, reduz a necessidade de cirurgias adicionais;
- O dispositivo completo elimina a necessidade de comprar a cânula e o dispositivo de fechamento separadamente.



O Sistema de Fechamento Fascial VersaOne™ consiste em um Trocarte e uma Guia de Sutura

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO	COMPRIMENTO
ONB12STFCS	VersaOne™ Trocarte óptico com Sistema de Fechamento fascial	12 mm	100 mm

1. 2017 Guia de codificação de reembolso do Medicare para cirurgia de hérnia e reparo da parede abdominal (AWR).

2. Medtronic. 2017. Modelo de Mercado Interno MDT Dados de Procedimentos de Hérnia 2017; dados dos EUA.

VERSASTEP™ PLUS


Sistema de acesso de uso único com cânula e dilatador




CÓDIGO	DESCRIÇÃO
VS101005	VersaStep™ standard 5 mm Cânula e dilatador com luva expansível
VS101011P	VersaStep™ Plus standard 11 mm Cânula e dilatador com luva expansível
VS101012P	VersaStep™ Plus standard 12 mm Cânula e dilatador com luva expansível
S100000	Step™ agulha de acesso / insuflação Compatível com VersaStep™

SILS™ PORT

O SILS™ Port é indicado para múltiplos instrumentos e acesso à cavidade abdominal através de uma única incisão para realizar os procedimentos SILS™. Também é indicado para uso transanal.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
SILSPT5TA	Sistema de acesso flexível SILS™ Com válvula para insuflação/remoção de fumaça
	Cânula de 5 mm Para utilizar apenas com instrumentos de 5 mm
	Obturador de 5 mm com ponta romba



SILSPT12TA	Sistema de acesso flexível SILS™ Com válvula para insuflação/remoção de fumaça
	Cânula de 5 mm Para utilizar apenas com instrumentos de 5 mm
	Obturador de 5 mm com ponta romba
	Cânula de 5 a 12 mm com selo autoajustável Versaseal™ Plus Para uso com instrumentos de 5 a 12 mm
	Obturador de 12 mm com ponta romba

Nota: SILS™ Port foi desenvolvido para uso apenas com os componentes SILS™

ACESSO TORÁCICO E ACESSÓRIOS



Thoracoport™

Trocates torácicos de uso único

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	179305	Thoracoport™ 5,5 mm Para instrumentos de até 6 mm. Trocate de uso único
	179301	Thoracoport™ 10,5 mm Para instrumentos de até 11 mm. Trocate de uso único
	179303	Thoracoport™ 11,5 mm Para instrumentos de até 12 mm. Trocate de uso único
	179307	Thoracoport™ 15 mm Para instrumentos de até 15 mm. Trocate de uso único

Surgineedle™

Agulhas de Veress de uso único

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	172015	Surgineedle™ 120 mm
	172016	Surgineedle™ 150 mm

SURGISLEEVE™ PROTETOR DE INCISÃO



**Exposição maximizada.
Proteção otimizada.**

Protetor de parede SurgiSleeve™

Dispositivo de acesso utilizado em cirurgias abertas e minimamente invasivas para auxiliar na proteção da parede contra contaminações e, adicionalmente, expandir a incisão, melhorando a visualização.³

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
WPXSM24	Protetor de parede extra pequeno para incisões de 2 a 4 cm
WPSM256	Protetor de parede pequeno para incisões de 2,5 a 6 cm
WPMD509	Protetor de parede médio para incisões de 5 a 9 cm
WPLGR914	Protetor de parede grande com anel de retração para incisões de 9 a 14 cm
WPXLGR1117	Protetor de parede grande com anel de retração para incisões de 11 a 17 cm

3. Edwards J. P., MD, MPH, CPH., et al. Wound Protectors Reduce Surgical Site Infection: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Ann Surg. 2012 Jul; 256(1): 53-59.

CLEARIFY™ SISTEMA DE VISUALIZAÇÃO



Performance que você pode ver, do início ao fim.

- Panos de Microfibras (2)
- Redutor para óticas de 3-5 mm
- Limpador do trocarte
- Botão de ativação
- Terminal de aquecimento
- Almofada de microfibras
- Local para inserção de endoscópios até 12.5 mm

Sistema de visualização Clearify™

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
21-345	Sistema de visualização Clearify™

LATAM-BRA200011

Tel.: 11 2187-6200

Fax 11 2187-6375

atendimento.brasil@covidien.com

Reg. 10349000502, 13000059001, 10349000488, 10349000017, 10349000014, 10349000849, 10349000308, 10349000200, 10349000501, 10349000506, 10349000502, 10349000505, 10349000523, 10349000245
© 2020 Medtronic. Todos os direitos reservados. Medtronic, o logo da Medtronic e Outros são, em conjunto, marcas registradas da Medtronic.™* Marcas de terceiros são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Todas as outras marcas são marcas registradas de uma empresa da Medtronic. M. Luz 04/2020.

Medtronic